

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

BATA LAMINADA IMPERMEABLE NO ESTÉRIL EPI CAT III - MEDCARE



Parte Frontal



Parte trasera

Dilesa

DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L.

C/ Algepser 24- nave 4 Pol. Empresarial Táctica

46980 Paterna-Valencia-España

Teléfono: 963 35 57 70 - Fax: 963 35 57 71

direccion@dilesa.es

www.dilesa.es

Datos específicos del producto

NOMBRE: BATA LAMINADA IMPERMEABLE NO ESTÉRIL.

FABRICANTE: MEDCARE

REFERENCIA: 40.004.02


MATERIAL DE FABRICACIÓN: TEJIDO DE DOS CAPAS

Biflex 56 gr / m2 (+/- 3) (30 gr Polipropileno TNT + 2 gr Pegamento termofusible + 24 gr Polietileno)

COLOR: AZUL

MEDIDAS (cm):

TALLA	Referencia	A	B	C	D	E
XL	40.004.02	135	125	32	62	150



Características del producto

Puño adaptable elástico

Cintas de atado resistentes en cintura y cuello

Ligera

Resistente

Cómoda al uso

Resistente a fluidos y alta transpirabilidad

Costuras cosidas

Propiedades físicas del producto

Características	Método	Medida	Requisito	Resultado
Resistencia a la tracción en seco:	EN 29073-3	N	≥ 20	25
Resistencia a la tracción en húmedo:	EN 29073-3	N	≥ 20	23
Resistencia a la rotura en seco:	EN ISO 13938-1	kPa	≥ 40	172
Resistencia a la rotura en húmedo:	EN ISO 13938-1	kPa	≥ 40	168
Resistencia a la penetración microbacteriana.	EN ISO 22610	lb	6.0bc	6
Metodos microbiológicos:	EN ISO 11737-1	Log(10)CFU/dm ²	≤ 300	47
Contaminación de partícula:	EN ISO 9073-10	IPM	$\leq 3,5$	3,5
Generación de pelusas:	EN ISO 9073-10	log 10(lint count)	$\leq 4,0$	3,7
Resistencia a la penetración de líquido:	EN 20811	cm H ₂ O	> 100	> 100

Estándares aplicados

Certificados:

Certificado CE de acuerdo a Directiva Europea 93/42/CE De acuerdo al Real Decreto 1591/2009 de 16 Octubre. 2016/425 EPI CAT III

Estándares:

EN ISO 15223-1:2016

EN 13795-1:2019 (Equivalente a UNE 13795:2020)

EN ISO 14971:2019

EN 14126:2003 / AC:2004

EN 13034:2005 + A12009

EN ISO 13688:2013

ISO 13485:201

Dilesa

DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L.

C/ Algepser 24- nave 4 Pol. Empresarial Táctica

46980 Paterna-Valencia-España

Teléfono: 963 35 57 70 - Fax: 963 35 57 71

direccion@dilesa.es

www.dilesa.es

Uso de aplicación

Esta bata laminada puede utilizarse para Operaciones quirúrgicas.

Tamaño de embalaje

50 unidades por caja.

Altura 40cm

Ancho 60cm

Longitud 40cm

