

# Aragó

## Partos

### P.G.A. Rapid

Ácido Poliglicólico  
Reabsorción en 40 días



#### Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11  
08017 Barcelona  
Tel. 93 204 22 12  
Fax 93 203 26 09  
pedidos@laboratorioarago.com  
www.laboratorioarago.com

**P.G.A. Rapid**, la sutura aliada del profesional en el parto y en el postparto para la mujer

**5-7 días pérdida de la presión en tejido.  
Evita etapas de dolor.**

Transcurrido un tiempo de 5 a 7 días, periodo en el que la sutura debe realizar su función, el hilo pierde alrededor del 55% de su fuerza tensil, dejando de ejercer presión sobre los tejidos. Esto hace que la mujer se sienta más cómoda y confortable, evitándole dolor innecesario o que deba acudir a su centro de salud para la retirada de puntos.

#### Seguridad

El anudado es una de las preocupaciones del profesional que utiliza una sutura. Para que el anudado sea seguro se requiere, unas determinadas características del hilo que PGA rapid Aragón reúne, anuda con seguridad absoluta ofreciendo un óptimo resultado, evitando así el añadido de nudos innecesarios para afianzar la sutura.

#### Suavidad

PGA rapid Aragón realiza un deslizamiento suave y atraumático cuando atraviesa los tejidos, incluso en zonas muy friables y delicadas de la mucosa vaginal y vulvar. Su manejo es cómodo y seguro.

#### Aguja de Alta Calidad

La aguja, por su aleación especial, nos ofrece calibre de acero más fino con máxima resistencia a deformación y rotura, tiene además un perfecto comportamiento tanto en la sutura continua, como en puntos sueltos, con una excelente penetración, suave y atraumática. Manteniendo un equilibrio total en su unión con el hilo.

#### Una referencia para cada necesidad

PGA rapid Aragón ofrece una gama completa de referencias, para cubrir las necesidades concretas de cada parto.


Las referencias ideales para músculo, vagina y piel. Con presentación individual y en dos tipos de SET (dos Suturas para Músculo y vagina y una Sutura para piel.)

Para pequeños desgarros en zonas hipersensibles y muy vascularizadas como son labios, clítoris y zona periuretral, PGA rapid Aragón ofrece la solución ideal:

Agujas siliconadas pequeñas y cilíndricas con hilo de calibres muy finos, ideales para esta situación.

# Parto

# Absorción 40 días



## APLICACIONES

VAGINA, MÚSCULO Y PIEL

VAGINA, MÚSCULO

VAGINA, MÚSCULO  
Y DESGARROS ESFÍNTER ANAL

VAGINA, MÚSCULO

ESPECÍFICAS PARA PIEL

PEQUEÑOS DESGARROS  
EN LABIOS Y PARAURETRALES

VAGINA Y MÚSCULO  
**set**  
3 suturas  
por sobre  
PIEL

VAGINA Y MÚSCULO  
**set**  
3 suturas  
por sobre  
PIEL

REF	AGUJA	TAMAÑO REAL	LONG. HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO
<b>aguja 1/2 círculo</b> cilíndrica punta trocar							
PTC24	37 mm		90 cm	incoloro	2/0	3	42107
PTC26	40 mm		90 cm	incoloro	0	3,5	42088
			90 cm		1	4	42100
PTC26	40 mm		90 cm	incoloro	0	3,5	42104
PTC33	48 mm		90 cm	incoloro	0	3,5	42105
			90 cm		1	4	42110

## aguja 1/2 círculo

cilíndrica

C24	37 mm		90 cm	incoloro	2/0	3	42125
			90 cm		0	3,5	42126
			90 cm		1	4	42127

C26	40 mm		90 cm	incoloro	0	3,5	42054
			90 cm		1	4	42066

C33	48 mm		90 cm	incoloro	0	3,5	42053
-----	-------	--	-------	----------	---	-----	-------

## aguja 3/8 círculo triangular

punta precisión

ATB19	24 mm		70 cm	incoloro	3/0	2	42152
			70 cm		2/0	3	42208

## aguja 1/2 círculo

triangular

TC16	26 mm		70 cm	incoloro	3/0	2	42027
			70 cm		2/0	3	42038

TC24	37 mm		90 cm	incoloro	2/0	3	42117
------	-------	--	-------	----------	-----	---	-------

## aguja 1/2 círculo

cilíndrica

C11	18 mm		70 cm	incoloro	4/0	1,5	42099
			70 cm		3/0	2	42032

C14	22 mm		70 cm	incoloro	4/0	1,5	42003
			70 cm		3/0	2	42031

## aguja 1/2 círculo

cilíndrica punta trocar

2xPTC26	40 mm		90 cm	incoloro	0	3,5	42801
---------	-------	--	-------	----------	---	-----	-------

## aguja 3/8 círculo triangular

punta precisión

1xATB19	24 mm		70 cm	incoloro	2/0	3	42801
---------	-------	--	-------	----------	-----	---	-------

## aguja 1/2 círculo

cilíndrica

2xC26	40 mm		90 cm	incoloro	0	3,5	42802
-------	-------	--	-------	----------	---	-----	-------

## aguja 3/8 círculo triangular

punta precisión

1xATB19	24 mm		70 cm	incoloro	2/0	3	42802
---------	-------	--	-------	----------	-----	---	-------